



МВД РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ГУ МВД России по Кемеровской области)

Экспертно-криминалистический центр

Н.Островского ул, д.17, г. Кемерово, 650000  
Тел. 8(384-2)32-73-21 ; 32-77-51  
Факс. (384-2) 36-42-59 ; 32-77-51  
e-mail: u\_zor@mail.ru

Заместителю начальника  
Сибирского филиала  
Федерального казённого учреждения НПО  
«Специальная техника и связь»

подполковнику внутренней службы  
А. В. Кихтенко

а/я 28 , г. Новосибирск , 630055

12 МАР 2017 № 12/196

отзыв о «Милихром А-02»

На Ваш запрос сообщая, что жидкостной хроматограф «Милихром А-02» эксплуатируется в ЭКЦ ГУ МВД России по Кемеровской области с начала 2007 года. Основные задачи, для которых используется хроматограф, это исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, лекарственных средств. Доставка прибора и пуско-наладочные работы были произведены представителями фирмы-изготовителя : ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова», одновременно с этим представителями фирмы было проведено обучение сотрудников Центра.

В течение года на хроматографе «Милихром А-02» в среднем проводится 90 анализов. Хроматограф оснащен программным комплексом для обработки хроматографических данных «Мультихром» с базой данных «БД-2003», поэтому основное применение прибора- качественный анализ веществ и смесей неизвестного состава. Получаемые в ходе анализа хроматографические данные обрабатываются исключительно программным комплексом «Мультихром» с базой данных «БД-2003». Исходя из требований, предъявляемых к работе с базой данных в хроматографе «Милихром А-02» в качестве элюента используется раствор перхлората лития. Перхлорат лития в комплекте с хроматографической колонкой и тестовой смесью приобретается у ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова». Необходимость приобретения комплекта, исходя из интенсивности использования прибора в наших условиях, возникает один раз в два года. Одновременно с этим с фирмой-производителем заключается договор и производится техническое обслуживание прибора. В течение гарантийного срока выходила из строя одна из электронных плат, которая была заменена на месте установки хроматографа техническим сотрудником фирмы. Таким образом, проблем с ремонтом и техническим обслуживанием хроматографа «Милихром А-02» не возникает.

С уважением,

Зам. Начальника Центра  
подполковник полиции

СФ ГУ НПО «СТиС»	
МВД России	
Вх. № 36	
"23" 03	Р.
Кол-во листов	1

С. А. Мальцев  
А. Ю. Сталинский